

DICHROMAN SODNÝ DIHYDRÁT

dihydrát dvojchromanu sodného

CAS: 7789-12-0**Vzorec:** $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$

- Některé z produktů na této stránce obsahují vysoce toxické látky a je u nich omezeno zpřístupnění, dovoz, držení i jejich použití. U dotčených produktů vás budeme před potvrzením objednávky kontaktovat.

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 298,00

Bezp. věty (GHS): H272-H301-H330-H334-H340-H350-H360FD-H372-H314-H312-H317-H410

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, čistý	500 g	D 27301
min 99,5 %, p.a.	500 g	D 27101