

DUSIČNAN BARNATÝ**CAS:** 10022-31-8**Vzorec:** Ba(NO₃)₂**Technické parametry**

Molekulová hmotnost: 261,35

Hustota: 3,2 g·cm⁻³**DUSIČNAN BARNATÝ****Technické parametry**

Bezp. věty (GHS): H272-H302+H332

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, čistý	500 g	D 32302
min 99 %, čistý	1 kg	D 32301
min 99 %, p.a.	500 g	D 32101
min 99 %, p.a.	1 kg	D 32102

DUSIČNAN BARNATÝ**Technické parametry**

Bezp. věty (GHS): H272-H301-H319-H332

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a., ACS pyrotechnický	250 g	R.4387.1
min 99 %, p.a., ACS pyrotechnický	500 g	R.4387.2
min 99 %, p.a., ACS pyrotechnický	1 kg	R.4387.3
ROTI®METIC 99,9995 % (5N5)	50 g	R.5138.1
ROTI®METIC 99,9995 % (5N5)	100 g	R.5138.2