

**CHLORID STRONTNATÝ HEXAHYDRÁT****CAS:** 10025-70-4**Vzorec:** SrCl<sub>2</sub> · 6 H<sub>2</sub>O**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	266,62
Hustota:	1,95 g·cm <sup>-3</sup>
Bezp. věty (GHS):	H318

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a. pro přípravu sloučenin Sr	10 g	R.4473.4
min 99 %, p.a. pro přípravu sloučenin Sr	100 g	Q 35501
min 99 %, p.a. pro přípravu sloučenin Sr	500 g	Q 35502
min 99 %, p.a. pro přípravu sloučenin Sr	1 kg	Q 35503
ROTI®METIC 99,995 % (4N5)	5 g	R.1L5H.1
ROTI®METIC 99,995 % (4N5)	25 g	R.1L5H.2