

SÍRAN CESNÝ

Činidlo pro centrifugaci v hustotním gradientu se strmějším gradientem ve srovnání s chloridem cesným

CAS: 10294-54-9

Vzorec: Cs₂SO₄

- Síran cesný produkuje ve srovnání s chloridem cesným gradient, který je skoro dvakrát tak strmý (v podobných centrifugačních polích)

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H302-H361f-H373
Molekulová hmotnost:	361,89
Hustota:	4,243 g·cm ⁻³

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 99,99 %, p.a. pro hustotní gradientovou centrifugaci	25 g	plast	S 34302
min 99,99 %, p.a. pro hustotní gradientovou centrifugaci	100 g	plast	S 34301
min 99,99 %, p.a. pro hustotní gradientovou centrifugaci	1 kg	plast	R.9355.2
ROTI® METIC 99,99 % (4N)	10 g	plast HDPE	R.1L77.1
ROTI® METIC 99,99 % (4N)	50 g	plast HDPE	R.1L77.2