

SÍRAN ŽELEZNATÝ HEPTAHYDRÁT

Zelená skalice

CAS: 7782-63-0

Vzorec: $\text{FeSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 278,02

Bezp. věty (GHS): H302-H315-H319

SÍRAN ŽELEZNATÝ HEPTAHYDRÁT

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, čistý	500 g	S 12302
min 98 %, čistý	1 kg	S 12301
min 99 %, p.a.	500 g	S 12102
min 99 %, p.a.	1 kg	S 12101

SÍRAN ŽELEZNATÝ HEPTAHYDRÁT

Technické parametry

Hustota: $1,89 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$

Specifikace	Balení	Katalogové číslo
min 99,5 %, Ph.Eur., USP	1 kg	R.3722.1
min 99,5 %, Ph.Eur., USP	2,5 kg	R.3722.3
min 99,5 %, Ph.Eur., USP	5 kg	R.3722.2
min 99,5 %, Ph.Eur., USP	10 kg	R.3722.4
min 99,5 %, Ph.Eur., USP	25 kg	R.3722.5
min 99 %, p.a., ACS	500 g	R.P015.1
min 99 %, p.a., ACS	1 kg	R.P015.2
min 99 %, p.a., ACS	2,5 kg	R.P015.3
min 99 %, p.a., ACS	5 kg	R.P015.4
min 99 %, p.a., ACS	10 kg	R.P015.6
min 99 %, p.a., ACS	25 kg	R.P015.5