

**Kazeta na mikroskopická skla barevná | HEATHROW SCIENTIFIC**

Kazeta na 25 a 50 skel se snímatelným víkem, kazeta na 100 skel s víkem uchyceným pantem

- Korková vložka na dně, popisovací karta ve víku

**Technické parametry**

Materiál kazety na 25 a 100 skel:

rázuvzdorný PS

Materiál kazety na 50 skel:

ABS



Kazety pro mikroskopická skla



Kazeta pro 25 mikroskopických skel



Kazeta pro 25 mikroskopických skel



Kazeta pro 25 mikroskopických skel



Kazeta pro 50 mikroskopických skel



Kazeta pro 50 mikroskopických skel



www.p-lab.cz

Kazeta pro 100 mikroskopických skel



www.p-lab.cz

Kazeta pro 100 mikroskopických skel



www.p-lab.cz

Kazeta pro 100 mikroskopických skel

Počet skel	Rozměry (mm)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	141 × 88 × 35	bílá	1	R154071.B
25	141 × 88 × 35	modrá	1	R154071.M
25	141 × 88 × 35	červená	1	R154071.R
25	141 × 88 × 35	zelená	1	R154071.Z
50	209 × 86 × 35	bílá	1	R495271.B
50	209 × 86 × 35	modrá	1	R495271.M
50	209 × 86 × 35	červená	1	R495271.R
100	208 × 175 × 34	bílá	1	R153271.B
100	208 × 175 × 34	modrá	1	R153271.M
100	208 × 175 × 34	červená	1	R153271.R
100	208 × 175 × 34	žlutá	1	R153271.Y
100	208 × 175 × 34	zelená	1	R153271.Z