

NESSLEROVO ČINIDLO

tetrajodrtužnatán draselný v 30% roztoku KOH
ke stanovení amoniaku

Vzorec: $K_2[HgI_4]$

NESSLEROVO ČINIDLO

CAS: 7783-33-7

Technické parametry

Bezpeč. věty (GHS): H290-H301+H311-H314-H330-H373-H412

Čistota	Balení	Katalogové číslo
ke stanovení amoniaku	100 ml	R.8132.1

NESSLEROVO ČINIDLO**Technické parametry**

Bezpeč. věty (GHS): H300+H310+H330-H314-H373-H410

Čistota	Balení	Katalogové číslo
indikátor	1 l	N 12601