


DEKAHYDRONAFTALENdekalin, směs *cis*- a *trans*-izomerů**CAS:** 91-17-8**Vzorec:** C₁₀H₁₈**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	138,24
Hustota:	0,89 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H314-H226-H331-H304-H411



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 98 %, pro syntézu, pro histologii	1 l	sklo	D 19401
min 98 %, pro syntézu, pro histologii	2,5 l	sklo	R.4438.3
min 98 %, pro syntézu, pro histologii	5 l	hliník	R.4438.4
min 98 %, pro syntézu, pro histologii	10 l	plech	R.4438.2