


**dITP (Deoxyinosin trifosfát)**

2'-deoxyinosin-5'-trifosfát v roztoku

**CAS:** 95648-77-4**Vzorec:** C<sub>10</sub>H<sub>12</sub>N<sub>4</sub>O<sub>13</sub>P<sub>3</sub>**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	489,14 g/mol
Molární extinční koeficient $\epsilon_{249}$ :	12,2 l.mmol <sup>-1</sup> .cm <sup>-1</sup>
Teplota skladování:	+20 °C



dITP v roztoku

Čistota	Koncentrace	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 99 %	100 mM	25 $\mu$ mol (250 $\mu$ l)	plast	R.P732.1