

Krabička do mrazicích boxů papírová

Krabička z popisovatelného kartonu odolného vůči nízkým teplotám a vodě

- Krabičky a mřížky objednávejte samostatně

Technické parametry

Materiál: povrchově upravený karton

Rozměr krabičky : 136 × 136 mm



Výška krabičky (mm)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
32	bílá	1	R905471
50	bílá	1	R689571.B
50	modrá	1	R689571.M
50	červená	1	R689571.R
50	zelená	1	R689571.Z
50	žlutá	1	R689571.Y
75	bílá	1	R689671
100	bílá	1	R689771
130	bílá	1	R905571

Mřížka do krabičky

Technické parametry

Materiál: povrchově upravený karton

Uspořádání	Rozměr otvorů (mm)	Výška mřížky (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
4 × 4	31 × 31	30	1	R903771
4 × 4	31 × 31	65	1	R903871
5 × 5	24 × 24	30	1	R903971
5 × 5	24 × 24	65	1	R904071
6 × 6	20 × 20	30	1	R904171
6 × 6	20 × 20	65	1	R904271
7 × 7	17 × 17	30	1	R904371
7 × 7	17 × 17	65	1	R904471
8 × 8	15 × 15	30	1	R689871
8 × 8	15 × 15	65	1	R904571
9 × 9	13,5 × 13,5	30	1	R689971
9 × 9	13,5 × 13,5	65	1	R904671
10 × 10	12,5 × 12,5	30	1	R690071
10 × 10	12,5 × 12,5	65	1	R904771
12 × 12	10 × 10	25	1	R904871
12 × 12	10 × 10	30	1	R904971
13 × 13	9 × 9	25	1	R905071
13 × 13	9 × 9	30	1	R905171
14 × 14	8 × 8	25	1	R905271
14 × 14	8 × 8	30	1	R905371