


**AKRYLAMID**

2-propenamid, pro přípravu elektroforetických gelů

**CAS:** 79-06-1**Vzorec:** C<sub>3</sub>H<sub>5</sub>NO**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	71,08
Hustota:	1,13 g·cm <sup>-3</sup>
Bezp. věty (GHS):	H301-H340-H350-H372-H361f-H312+H332-H315-H319-H317
Teplota skladování:	+4 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a., 4x krystal.	100 g	R 79061
min 99 %, p.a., 4x krystal.	250 g	R.7906.3
min 99 %, p.a., 4x krystal.	500 g	R.7906.4
min 99 %, p.a., 4x krystal.	1 kg	R 79062
min 98 %, extra čistý, 2x krystal.	500 g	R 78711
min 98 %, extra čistý, 2x krystal.	1 kg	R 78712
min 98 %, extra čistý, 2x krystal.	2,5 kg	R.7871.3
min 98 %, extra čistý, 2x krystal.	5 kg	R.7871.4
min 99 %, BioScience Grade, 4x krystal.	100 g	R.0189.1
min 99 %, BioScience Grade, 4x krystal.	500 g	R.0189.2