

### Stojánek na kyvety

Stojánky na spektroskopické kyvety 10 × 10 mm

- Nepoškozuje povrch kyvet

### Technické parametry

Materiál:

PP



Stojánek na kyvety K000260



Stojánek na kyvety P759500



Stojánek na kyvety A852000

Počet otvorů	Rozměry (mm)	Materiál	Balení (ks)	Katalogové číslo
2 × 6	170 × 50 × 15	PE	1	K000260
2 × 8	210 × 70 × 38	PP	1	P759500
6 × 7	128 × 105 × 43	PP	1	A852000