

## Zkumavka kultivační s filtrem CELLSTAR® CELLreactor™ | GREINER BIO-ONE

Sterilní kultivační zkumavky s filtrem ve víčku, se stupnicí a popisovací plochou

- Malé bioreaktory pro suspenzní buněčné kultury, množení aerobních bakterií, kvasinek a ostatních mikroorganismů
- Membránový filtr ve šroubovacím víčku zaručuje vynikající výměnu plynů
- Kónický tvar usnadňuje přímé sklizení nakultivovaných buněk
- Zkumavky lze využít i pro ukládání vzorků, které vyžadují výměnu plynů
- Nepyrogeenní, necytotoxické, bez detekovatelných stop DNáz, RNáz a lidské DNA

### Technické parametry

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Materiál:                          | PP                                                             |
| Filtr:                             | PTFE krytý kapilární membránový filtr (USP Class VI certified) |
| Porozita filtru:                   | 0,2 µm                                                         |
| Maximální přetížení 15ml zkumavek: | 4 000 × g (výkyvný rotor) 15 000 × g (úhlový rotor)            |
| Maximální přetížení 50ml zkumavek: | 3 200 × g (výkyvný rotor) 9 500 × g (úhlový rotor)             |
| Teplotní rozsah zkumavek:          | −196 až +121 °C                                                |
| Teplotní rozsah víčka:             | −80 až +100 °C                                                 |



Zkumavka kultivační 50 ml

| Objem (ml) | Průměr (mm) | Výška (mm) | Balení (ks)   | Katalogové číslo |
|------------|-------------|------------|---------------|------------------|
| 50         | 30          | 115        | 500 (25 × 20) | R.CLY3.1         |