


**BISAKRYLAMID**

N,N'-metylen-bis-akrylamid, pro přípravu elektroforetických gelů

**CAS:** 110-26-9**Vzorec:** C<sub>7</sub>H<sub>10</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	154,17
Hustota:	1,23 g·cm <sup>-3</sup>
Bezp. věty (GHS):	H302



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro elfo	50 g	R 78671
min 98 %, pro elfo	100 g	R 78672