

**AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% ROTIPHORESE® (19 : 1)**

Vodný 40% roztok akrylamidu s přísadkou bisakrylamidu (poměr 19 : 1) pro přípravu elektroforetických gelů

**Technické parametry**

Hustota: 1,03 g·cm<sup>-3</sup>

Bezp. věty (GHS): H302+H312-H315-H319-H317-H340-H350-H361f-H372



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	250 ml	R 30302
pro elfo	1 l	R 30301