

TEMED


N,N,N',N',-tetramethylethyldiamin

CAS: 110-18-9**Vzorec:** C₆H₁₆N₂

- Katalyzátor akrylamidové polymerace

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	116,21
Hustota:	0,78 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225-H314-H302+H332



Čistota	Balení	Katalogové číslo
99 %, p.a., pro elfo	25 ml	R 23673
99 %, p.a., pro elfo	50 ml	R.2367.4
99 %, p.a., pro elfo	100 ml	R 23671
99 %, p.a., pro elfo	250 ml	R 23672
min 98,5 %, pro syntézu	100 ml	R.8142.1
min 98,5 %, pro syntézu	500 ml	R.8142.2
min 98,5 %, pro syntézu	1 l	R.8142.3