


Parafinová lázeň | FALC

Lázeň umožňující pohodlnou manipulaci s histologickými řezy

- Černý vnitřní povrch umožňuje zřetelné vidění

Technické parametry

Objem:	1,5 l
Teplota :	30 °C až 90 °C
Rozměry vnitřní (Ø x v):	200 x 60 mm
Rozměry vnější (Ø x v):	330 x 95 mm
Hmotnost:	1,6 kg



www.p-lab.cz

Parafinová lázeň

Popis	Katalogové číslo
Parafinová lázeň	X610103

Příslušenství

Popis	Katalogové číslo
Víko pro parafinovou lázeň	X610113

