

Stojánek s víčkem pro 0,2ml PCR mikrozkušavky (8 × 12)

Barevné stojánky s průhledným víčkem

- Stojánek lze umístit do stojánku pro PCR aplikace ([R181841](#))
- 96 otvorů (8 × 12) pro 0,2ml PCR mikrozkušavky, stripy a destičky

Technické parametry

Materiál:	PP
Průměr otvoru :	6 mm
Výška stojánku bez víčka:	11 mm
Rozměry s nasazeným víčkem (š × d × v):	86 × 126 × 33 mm



Stojánek s víčkem pro 0,2ml PCR mikrozkušavky (8 × 12)

Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stojánek pro PCR mikrozkušavky 0,2 ml	neonově modrá	1	R182341.M
Stojánek pro PCR mikrozkušavky 0,2 ml	neonově zelená	1	R182341.Z
Stojánek pro PCR mikrozkušavky 0,2 ml	neonově růžová	1	R182341.R
Stojánek pro PCR mikrozkušavky 0,2 ml	neonově žlutá	1	R182341.Y
Stojánek pro PCR mikrozkušavky 0,2 ml	neonově oranžová	1	R182341.O