

CHLOROFORM ROTISOLV® HPLC

trichlormethan


CAS: 67-66-3**Vzorec:** CHCl₃

- Zfiltrovaný přes 0,2 µm membránový filtr
- Plnění pod inertním plynem

Technické parametry

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Molekulová hmotnost: | 119,38 |
| Index lomu/20 °C: | 1,446 |
| Obsah (GC): | min 99,9 % |
| Bod varu: | 62 °C |
| Hustota/20 °C: | 1,489 |
| Voda: | max 0,005 % |
| Acidita: | max 0,0001 % |
| Odparek: | max 0,0001 % |
| Bezp. věty (GHS): | H302-H315-H319-H331-H351-H361d-H372 |

| Vlnová délka (nm) | 275 | 255 | 250 |
|----------------------|-----|-----|-----|
| Min propustnost (%T) | 99 | 80 | 50 |



CHLOROFORM ROTISOLV® HPLC

| Balení | Katalogové číslo |
|-----------|------------------|
| 1 l | Q 16702 |
| 2,5 l | Q 16701 |
| 4 x 2,5 l | Q 16701.4 |