


CYKLOHEXAN ROTISOLV® HPLC**CAS:** 110-82-7**Vzorec:** C₆H₁₂

- Zfiltrovaný přes membránový filtr
- Plnění pod inertním plynem

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H225-H304-H400-H410-H315-H336
Molekulová hmotnost:	84,16
Index lomu/20 °C:	1,426
Obsah (GC):	min 99,9 %
Bod varu:	80,7 °C
Voda:	max 0,01 %
Hustota/20 °C:	0,779
Acidita:	max 0,001 %
Odparek:	max 0,0005 %

Vlnová délka (nm)	255	240	215
Min propustnost (%T)	99	90	35



CYKLOHEXAN

Balení	Katalogové číslo
1 l	C 02702
2,5 l	C 02701
4 x 2,5 l	C 02701.4