

METHYLALKOHOL ROTISOLV®


methanol

CAS: 67-56-1**Vzorec:** CH₄O

- Zfiltrovaný přes 0,2µm membránový filtr
- Plnění pod inertním plynem

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	32,04
Index lomu/20 °C:	1,328
Bod varu:	64,5 °C
Hustota/20 °C:	0,791
Bezp. věty (GHS):	H225-H301+H311+H331-H370



METHYLALKOHOL ROTISOLV®

METHYLALKOHOL ROTISOLV® HPLC**Technické parametry**

Obsah (GC):	min 99,9 %
Voda (KF):	max 0,05 %
Acidita:	max 0,002 %
Odparek:	max 0,0003 %

Vlnová délka (nm)	260	235	220	210
Min propustnost (%T)	99	85	60	30

1 l	M 03702
2,5 l	M 03701
4 x 2,5 l	M 03701.4

METHYLALKOHOL ROTISOLV® HPLC Gradient

Technické parametry

Obsah (GC):	min 99,9 %
Voda (KF):	max 0,05 %
Acidita (jako CH ₃ COOH):	max 0,002 %
Odparek:	max 0,0003 %
Gradient test při 254:	max 0,005 AU

Vlnová délka (nm)	260	235	210
Min propustnost (%T)	98	85	30

Balení	Katalogové číslo
2,5 l	R.KK39.2
4 x 2,5 l	R.KK39.4

METHYLALKOHOL ROTISOLV® HPLC Gradient Grade

Technické parametry

Obsah (GC):	min 99,9 %
Voda (KF):	max 0,02 %
Acidita:	max 0,001 %
Odparek:	max 0,0002 %
Gradient test při 235 nm:	max 2,0 mAU
Gradient test při 254 nm:	max 1,0 mAU

Vlnová délka (nm)	>260	235	220	210
Min propustnost (%T)	99	85	60	40

Balení	Katalogové číslo
1 l	M 03902
2,5 l	M 03901
4 x 2,5 l	M 03901.4

METHYLALKOHOL ROTISOLV® HPLC Ultra gradient grade

Technické parametry

Obsah (GC):	min 99,95 %
Barva (Hazen) :	max 10
Voda (KF):	max 0,03 %
Acidita (jako CH ₃ COOH):	max 0,002 %
Odparek:	max 0,0001 %
Gradient test při 220 nm:	max 0,004 AU
Gradient test při 235 nm:	max 0,002 AU

Vlnová délka (nm)	>260	230	220	210
Min propustnost (%T)	99	80	60	40

Balení	Katalogové číslo
1 l	R.X948.1
2,5 l	R.X948.2

METHYLALKOHOL ROTISOLV® UV/IR Grade

Speciálně testovaný pro chromatografické a spektroskopické použití

Technické parametry

Obsah min (GC) :	min 99,9 %
Voda (KF):	max 0,02 %
Acidita:	max 0,005 %
Odparek:	max 0,005 %
Fluorescence (jako chinin):	max 1,0 ppb při 254 a 365 nm

Vlnová délka (nm)	260	242	232	220	207
Min propustnost (%T)	98	90	80	50	10

Balení	Katalogové číslo
2,5 l	M 03801
4 x 2,5 l	M 03801.4

METHYLALKOHOL ROTISOLV® LC-MS Grade

Technické parametry

Obsah (GC):	min 99,95 %
Voda (KF):	max 0,03 %
Acidita:	max 0,002 %
Alkalita:	max 0,0001 %
Odparek:	max 0,0001 %
Gradient test při 235 nm:	max 2,0 mAU
Gradient test při 254 nm:	max 1,0 mAU
Nečistoty (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na):	max 0,05 ppm

Vlnová délka (nm)	260	235	220	210
Min propustnost (%T)	98	85	60	40

Balení	Katalogové číslo
1 l	M 03601
2,5 l	M 03602
4 x 2,5 l	M 03602.4