

Dudlík pipetovací gumový

Pipetovací dudlíky pro skleněné Pasteurovy pipety

Technické parametry

| | |
|------------------------|--------------|
| Materiál: | červená guma |
| Kapacita : | 2 ml |
| Vnitřní průměr otvoru: | 5 mm |



Pipetovací dudlíky

| Popis | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|-------------------|-------------|------------------|
| Pipetovací dudlík | 10 | R.YX53.2 |
| Pipetovací dudlík | 100 | R.YX53.1 |