

Mikropipeta fixní automatická ACURA 815 | SOCOREX

Pipeta s pevně nastaveným objemem pro dávkování kapalin od 1 do 1000 µl

- Velmi lehké pipety s dokonalým ergonomickým tvarem pro pohodlnou manipulaci
- Přestavitelná poloha vyhazovače pro různé typy špiček
- Jednoduchá kalibrace pomocí zabudovaného klíče, zámek nastavené hodnoty
- Plně autoklávovatelné v sestaveném stavu bez nutnosti recalibrace
- Barevně kódované okénko displeje a dávkovací knoflík - možnost vlastní barevné kombinace
- Individuální kontrolní certifikát, záruka 3 roky



Automatická fixní mikropipeta ACURA 815

Objem (µl)	Přesnost (%)	Reprodukovatelnost (%)	Typ špičky	Katalogové číslo
1	<± 2,0	< 1,0	mikro	S815001
5	<± 1,4	< 1,0	mikro	S815005
10	<± 0,7	< 0,7	mikro	S815010
15	<± 0,7	< 0,5	žlutá	S815015
20	<± 0,7	< 0,5	žlutá	S815020
25	<± 0,7	< 0,5	žlutá	S815025
30	<± 0,7	< 0,6	žlutá	S815030
40	<± 0,7	< 0,5	žlutá	S815040
50	<± 0,7	< 0,4	žlutá	S815050
60	<± 0,7	< 0,5	žlutá	S815060
70	<± 0,7	< 0,4	žlutá	S815070
75	<± 0,7	< 0,4	žlutá	S815075
80	<± 0,7	< 0,35	žlutá	S815080
90	<± 0,7	< 0,3	žlutá	S815090
100	<± 0,7	< 0,3	žlutá	S815100
120	<± 0,7	< 0,4	žlutá	S815120
150	<± 0,7	< 0,3	žlutá	S815150
200	<± 0,7	< 0,3	modrá	S815200
250	<± 0,7	< 0,4	modrá	S815250
300	<± 0,7	< 0,4	modrá	S815300

400	$< \pm 0,7$	$< 0,3$	modrá	S815400
500	$< \pm 0,7$	$< 0,3$	modrá	S815500
600	$< \pm 0,7$	$< 0,3$	modrá	S815600
700	$< \pm 0,7$	$< 0,2$	modrá	S815700
750	$< \pm 0,7$	$< 0,2$	modrá	S815750
800	$< \pm 0,7$	$< 0,2$	modrá	S815800
900	$< \pm 0,7$	$< 0,2$	modrá	S815900
1 000	$< \pm 0,6$	$< 0,2$	modrá	S815101