

### ČERVENĚ FENOLOVÁ roztok



3,3-bis(4-hydroxyfenyl)-sulfoftalid, Fenolsulfoftalein, Phenol red

**CAS:** 143-74-8

**Vzorec:** C<sub>19</sub>H<sub>14</sub>O<sub>5</sub>S

### Technické parametry

Molární hmotnost:	354,38
Indikátor:	pH 6,8-8,2
Barevný přechod:	žlutá - růžová



Barevný přechod pH indikátoru

Čistota	Balení	Katalogové číslo
0,4% vodný roztok	250 ml	C 18501
0,4% vodný roztok	500 ml	C 18502
0,4% vodný roztok	1000 ml	C 18503
0,01% roztok v ethanolu	250 ml	C 18401
0,01% roztok v ethanolu	500 ml	C 18402
0,01% roztok v ethanolu	1000 ml	C 18403

\*Rádi Vám připravíme nabídku také na jiné koncentrace indikátorových roztoků.