

**Sklo podložní SuperFrost® Plus**

Broušená skla s bílým popisovacím okrajem a speciálním povrchem

- Garantovaná čistota bez RNáz
- Speciálním výrobním postupem upravený povrch skla pro elektrostatickou vazbu vzorků tkání a cytologických preparátů
- Nevyžadují speciální úpravu povrchu (bonding/protein coating)
- Pro použití v anatomické a molekulární patologii

**Technické parametry**

Materiál:	sodnodraselné sklo
Tloušťka:	1 mm
Rozměry:	25 x 75 mm



Sklo podložní SuperFrost/plus

<b>Popis</b>	<b>Balení (ks)</b>	<b>Katalogové číslo</b>
Podložní skla SuperFrost/plus	72	R886761