

Stojánek na Petriho PS misky průměr 90 mm

Robustní barevné stojánky s držadlem pro 3 sloupce misek

- Stojánky pro přenášení a ukládání Petriho misek
- Úchyty na vnějších stranách tyček umožňují připevnit kartu s popisem

Technické parametry

Materiál:	PP
Kapacita :	3 × 10 misek
Rozměr:	294 × 100 × 172 mm



Stojánky na Petriho misky

Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
bílá	1	R112071
červená	1	R112171
modrá	1	R112271