

Homogenizátor ultrazvukový

Kompaktní přístroje pro dezintegraci buněk, emulgaci, homogenizaci, dispergaci a extrakci vzorků

- Možnost upevnění na stojan nebo použití jako ruční přístroj
- Autoklávatelné titanové sondy pro různé objemy vzorku
- Pulzní režim pro teplotně citlivé vzorky
- Dva modely s výkonem 50 nebo 100 W

Technické parametry

Frekvence:	30 kHz, automatická regulace
Nastavitelná amplituda:	20-100 %
Nastavitelný pulsní režim:	10-100 %
Rozměr (š x h x v):	130 x 50 x 180 mm
Hmotnost:	800 g
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců



Homogenizátor ultrazvukový

Model	Výkon (W)	Katalogové číslo
UP50H	50	R950971
UP100H	100	R951071

Homogenizátory se dodávají s kufříkem a držákem pro stojan průměr 16 mm.
Titanové sondy a stojan nutno objednat samostatně.

Sonda pro ultrazvukové homogenizátory

Technické parametry

Materiál:	titan
Délka :	80 mm

Typ	Průměr hrotu (mm)	Objem vzorku (ml)	Katalogové číslo
MS 1	1	0,1-5,0	R951271
MS 2	2	2-50	R951371
MS 3	3	5-200	R951471
MS 7	7	20-500	R951571

Stojan pro ultrazvukové homogenizátory

Technické parametry

Průměr tyče :	16 mm
Rozměr desky:	300 x 150 mm

Popis	Katalogové číslo
Nerez stojan	R952571