

## Míchačka magnetická bez topení bateriová ST-200-P | COLE-PARMER STUART

Malá přenosná míchačka v plastovém krytu pro napájení z baterií nebo ze sítě

- Napájení z 1,5 V baterií, akumulátorové baterie nebo ze sítě
- Chemicky rezistentní kryt z ABS plastu
- Vhodná do inkubátorů, laminárních boxů a pro terénní použití
- Antimikrobiální ochrana BioCote zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje

### Technické parametry

Maximální míchaný objem:	1 500 ml vody
Otáčky:	max 1 300 ot/min
Napájení:	4 x baterie 1,5 V (velikost D), nebo 9 V síťový adaptér 230 V, 50 Hz
Životnost baterií:	600 hod nepřetržitého míchání
Rozměry (š x h x v):	160 x 150 x 70 mm
Hmotnost:	1,3 kg
Záruka:	36 měsíců
Upřesnění záruky:	nevztahuje se na baterie a příslušenství



Míchačka magnetická bez topení bateriová ST-200-P

Popis	Katalogové číslo
Bateriová magnetická míchačka	S083270
Adaptér pro připojení k síti 230 V	S083272
Auto-adaptér pro 12 V pro připojení do zásuvky zapalovače	S083273

Míchačku dodáváme s bateriemi a 25mm PTFE míchadélkem.