

Inkubátor mini CULTURA

Ekonomický stolní inkubátor pro kultivaci na Petriho miskách, ve zkumavkách a baňkách

- Průhledná dvířka z akrylátového skla
- Pro kultivace na Petriho miskách, nebo ve zkumavkách
- Neohříváte zbytečně vzduch - termostatujte pouze vaše kultivační nádoby
- Konstrukce umožňuje bezproblémový dlouhodobý ekonomický provoz

Technické parametry

Vnitřní objem:	4 l
Teplotní rozsah:	+25 až 45 °C
Teplotní stabilita:	+mn1 °C
Rozměry vnitřní (š x h x v):	220 x 150 x 120 mm
Rozměry vnější (š x h x v):	310 x 168 x 155 mm
Hmotnost:	1,1 kg
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců



Inkubátor mini CULTURA

Popis	Katalogové číslo
Mini inkubátor s poličkou	N771331
Stojánek pro 3 x 6 zkumavek průměru 16 mm	M951002
Stojánek pro 3 x 6 zkumavek průměru 25-30 mm	M951003

Kapacita inkubátoru je 12 Petriho misek, 3 stojánky s otvorem 18 x 18 mm pro 3 x 6 zkumavek nebo 1 stojánek pro 2 x 6 zkumavek průměru 25-30 mm
Inkubátor se dodává s poličkou a teploměrem.