

Pipeta "Positive displacement" ACURA 846 | SOCOREX

Mikropipety pro přímé pipetování viskózních a těkavých vzorků bez vzduchového polštáře

- Pět pipet pro různé rozsahy, každá s pěti pevně nastavenými objemy
- PTFE těsnění na konci ocelového pístu zaručuje vysokou chemickou odolnost
- Nasávaný a vytlačovaný vzorek je ve skleněné kapiláře v přímém styku s pístem
- Optimální přesnost a reprodukovatelnost pro husté, viskózní, pěnicí a těkavé tekutiny
- Barevně kódované pipety (konce pístů a skleněné kapiláry) pro jednoznačnou identifikaci objemu

Technické parametry

Záruka:

36 měsíců

Nastavitelné objemy (μl)	Reprodukovatelnost při minimálním objemu	Reprodukovatelnost při maximálním objemu	Přesnost při minimálním objemu	Přesnost při maximálním objemu
1 - 5	<±3,0 %	<±2,0 %	< 2,5 %	< 1,2 %
5 - 25	<±1,5 %	<±0,8 %	< 1,0 %	< 0,6 %
10 - 50	<±1,5 %	<±0,7 %	< 0,8 %	< 0,4 %
60 - 100	<±0,7 %	<±0,7 %	< 0,6 %	< 0,3 %
100 - 200	<±0,7 %	<±0,7 %	< 0,3 %	< 0,3 %



Mikropipeta "Positive displacement" ACURA 846



Detail pipety

Nastavitelné objemy (μl)	Barevné kódování	Katalogové číslo
1 - 2 - 3 - 4 - 5	bílá	S846005
5 - 10 - 15 - 20 - 25	2 x bílá	S846025
10 - 20 - 30 - 40 - 50	zelená	S846050
60 - 75 - 80 - 90 - 100	modrá	S846100
100 - 120 - 150 - 175 - 200	červená	S846200

Skleněné kapiláry a píсты

Identicky barevně kódované přesné skleněné kapiláry a odpovídající ocelové píсты s PTFE těsněním

Technické parametry

Balení kapilár:	200 ks
Balení pístů:	5 ks

Skleněné kapiláry			Píсты		
Barevné kódování	Pro objemy (μl)	Katalogové číslo	Barevné kódování	Pro objemy (μl)	Katalogové číslo
Bílá	1 - 5	S341005	Bílá	1 - 5	S342005
2 x bílá	5 - 25	S341025	2 x bílá	5 - 25	S342025
Zelená	10 - 50	S341050	Zelená	10 - 50	S342050
Modrá	60 - 100	S341100	Modrá	60 - 100	S342100
Červená	100 - 200	S341200	Červená	100 - 200	S342200



Stojánek pro mikropipety ACURA 846

Univerzální stojánek pro pipety

Technické parametry

Barva stojánku:	šedá
-----------------	------

Popis	Katalogové číslo
Stojánek pro 3 mikropipety	S320340



Stojánek pro mikropipety ACURA 846