

CARBENICILIN DISODNÁ SŮL

β-Laktamové antibiotikum, inhibuje syntézu bakteriálních buněčných stěn


CAS: 4800-94-6

Vzorec: C₁₇H₁₆N₂O₆SN₂

- Ve srovnání s Ampicilinem je Carbenicilin odolnější proti hydrolýze β-laktamázu

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	422,4
Zásobní roztok (50% ethanol/50% H ₂ O):	50 mg/ml
Pracovní koncentrace:	20-60 µg/ml
Bezp. věty (GHS):	H334-H337
Teplota skladování:	+4 °C



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 88 %, pro biochemii	1 g	sklo	R 63441
min 88 %, pro biochemii	5 g	plast	R 63442
min 88 %, pro biochemii	10 g	sklo	R.6344.4
min 88 %, pro biochemii	25 g	plast	R.6344.3