

TRIOPACK - sada nastavitelných pipet ACURA 825 a 835 | SOCOREX

Cenově zvýhodněná sada tří nastavitelných pipet

- Odečítání objemu v okénku na těle pipety
- Koupí TRIOPACKu ušetříte 10 %
- Velmi lehké, nárazuvzdorné a UV-rezistentní pipety s dokonalým ergonomickým tvarem
- Standardní nastavování dávkovaného objemu otáčením dávkovacího knoflíku
- Plně autoklávovatelné v sestaveném stavu, bez nutnosti recalibrace
- Přestavitelná poloha vyhazovače pro různé typy špiček
- Barevně kódované okénko displeje a dávkovací knoflík, možnost vlastní barevné kombinace
- Jednoduchá kalibrace pomocí zabudovaného klíče, zámek nastavené hodnoty
- Individuální kontrolní certifikát, záruka 3 roky
- Minimální síla potřebná pro ovládání usnadňuje dlouhodobé rutinní použití



TRIOPACK - sada nastavitelných pipet ACURA

Sada	Pipety (objem μ l)	Katalogové číslo
825.TRIO.C	0,1 - 2; 0,5 - 10; 5 - 50	S825111
825.TRIO.J	0,1 - 2; 2 - 20; 20 - 200	S825333
825.TRIO.M	1 - 10; 5 - 50; 20 - 200	S825444
825.TRIO.O	0,5 - 10; 10 - 100; 100 - 1 000	S825345
825.TRIO.P	1 - 10; 10 - 100; 100 - 1 000	S825555
825.TRIO.S	2 - 20; 20 - 200; 100 - 1 000	S825666
825.TRIO.T	5 - 50; 20 - 200; 100 - 1 000	S825999
825.TRIO.V	10 - 100; 100 - 1 000; 500 - 5 000	S825777
835.TRIO.Y	100 - 1 000; 500 - 5 000; 1 000 - 10 000	S835888

Součástí dodávky jsou vzorky špiček, návod a individuální kontrolní certifikáty.