

Mikrocentrifuga pro sušení preparátů

Mikrocentrifuga s rotorem pro kazety na podložní skla

- Odnímatelné kazety zachytí zbytek tekutiny ze sklíčka

Technické parametry

Kapacita :	2 podložní skla 25 x 76 x 1 mm
Počet otáček:	max 4000 ot/min (500 až 850 x g)
Doba sušení:	cca 10 vteřin
Materiál víka:	polykarbonát
Rozměry (š x h x v):	127 x 127 x 120 mm
Hmotnost:	500 g
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců



Mikrocentrifuga pro sušení preparátů

Popis	Katalogové číslo
Mikrocentrifuga pro podložní skla	R994881
Náhradní kazety na podložní skla (2 ks)	R994981