

ROTI®-FENOL/CHLOROFORM/ISOAMYLALKOHOL (roztok v TE pufriu)

Směs redestilovaného fenolu ekvilibrovaného v TRIS/EDTA pufriu, chloroformu a isoamylalkoholu v poměru 25 : 24 : 1, pod argonem, pro extrakci nukleových kyselin

Technické parametry

Bezpečnostní věty (GHS): H301+H331-H312-H314-H341-H351-H361d-H372-H411

Teplota skladování: +4 °C Chraňte před světlem! Před použitím neprotřepávejte!



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro molekulární biologii	100 ml	sklo	R 11563
pro molekulární biologii	250 ml	sklo	R 11561
pro molekulární biologii	500 ml	sklo	R 11562