

**AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% ROTIPHORESE® (29:1)**

Vodný 40% roztok akrylamidu s přísadkou bisakrylamidu (poměr 29:1) pro přípravu elektroforetických gelů

- Roztok vhodný pro analýzu proteinů/peptidů <30 kD, oligonukleotidů DNA a pro long-run sekvenování

**Technické parametry**

Hustota:	1,03 g·cm <sup>-3</sup>
Bezp. věty (GHS):	H302+H312-H315-H319-H317-H340-H350-H361f-H372
Teplota skladování:	+4 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	250 ml	R 15152
pro elfo	500 ml	R 15153
pro elfo	1 l	R 15151