

ZELEŇ BRILANTNÍ

C.I.42040, Basic Green 1, malachitová zeleň G, zeleň brilantová
Základní barvivo, rozpustné ve vodě, a alkoholu (1-5 %)


CAS: 633-03-4

Vzorec: C₂₇H₃₄N₂O₄S

- Používá se například k barvení spor dle Raketta (náhrada za malachitovou zeleň)

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	482,64
Absorpční maximum:	628-632 nm
Indikátor:	pH 0,0-2,6
Barevný přechod:	žlutá - zelená
Pracovní roztok:	0,1 g v 100 ml vody
Bezp. věty (GHS):	H302-H319



ZELEŇ BRILANTNÍ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
indikátor	100 g	Z 08501

ZELEŇ BRILANTNÍ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro mikroskopii	25 g	R 03241
pro mikroskopii	100 g	R 03242