


ČERVENĚ CHLORFENOLOVÁ

3',3''-dichlorfenylsulfonftalein, CPR

CAS: 4430-20-0**Vzorec:** C₁₉H₁₂Cl₂O₅S**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	423,27
Absorpční maximum:	432-436 nm
Indikátor:	pH 4,8-6,4
Barevný přechod:	žlutá - fialovočervená
Pracovní roztok:	0,1 g v 100 ml EtOH (20 %) NEBO 0,04 g v 0,94 ml NaOH 0,1 mol/l a doplnit vodou na 100 ml
Bezp. věty (GHS):	H315-H319-H335



Čistota	Balení	Katalogové číslo
p.a.	5 g	R 03471
p.a.	10 g	R 03472
p.a.	25 g	R 03473