


Stojánek plovací pěnový na mikrozkušavky

Červený stojánek, který plave i se zcela naplněnými zkumavkami

Technické parametry

| | |
|------------------|-------------------|
| Materiál: | červený pěnový PE |
| Teplotní rozsah: | -80 až +80 °C |
| Průměr otvoru : | 5 mm |



Stojánek plovací pěnový na mikrozkušavky

| Pro mikrozkušavky | Počet otvorů | Tvar | Rozměry (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|----------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|------------------|
| jednotlivé 0,2/0,5/0,65 ml | 10 | Kulatý | průměr 70 | 1 | I283931 |
| PCR stripy 8 × 0,2 ml | 4 × 8 | Čtvercový | 80 × 80 | 1 | I284031 |