

**Pipeta mikrodávkovácí ACURA 865 | SOCOREX**

Pipeta pro opakované dávkování mikrolitrových objemů

- Velmi lehké autoklávovatelné pipety s dokonalým ergonomickým tvarem
- Třicestný ventilový systém pro automatické nasávání dávkovaného roztoku
- Volitelný systém nasávání z lékovky, injekční stříkačky nebo hadičkou
- Jednoduchá kalibrace pomocí zabudovaného klíče, zámek nastavené hodnoty
- Individuální kontrolní certifikát, záruka 3 roky

**Technické parametry**

Záruka:

36 měsíců

Objem (μl)	Reprodukovatelnost při minimálním objemu	Reprodukovatelnost při maximálním objemu	Přesnost při minimálním objemu	Přesnost při maximálním objemu
5 - 50	< ±5,0 %	< ±1,5 %	< 2,0 %	< 0,4 %
20 - 200	< ±2,5 %	< ±1,0 %	< 1,5 %	< 0,3 %
100 - 1 000	< ±1,5 %	< ±0,6 %	< 0,6 %	< 0,2 %



Pipeta mikrodávkovácí Acura 865

Objem (μl)	Krok (μl)	Katalogové číslo
5 - 50	0,1	S865005
20 - 200	0,2	S865020
100-1 000	1,0	S865100

Pipetu dodáváme se silikonovou hadičkou pro nasávání z nádoby.

**Příslušenství pro mikrodávkovácí pipety ACURA 865 | SOCOREX**

Lahvičky s Luer konektorem, ventilový uzávěr, držák vialky a 4 nebo 8kanálový hřebínek

Popis	Katalogové číslo
Lahvička PP 30 ml s Luer konektorem	S861631
Lahvička PTFE 30 ml s Luer konektorem	S861210
Ventilový uzávěr pro plastové stříkačky, female Luer	S861720
Držák vialky s nasávací jehlou a zámekem	S861625
4kanálový hřebínek, Luer Lock	S170054
8kanálový hřebínek, Luer Lock	S170058

