

## Destička mikrotitrační PS

96jamková čirá destička

- Destičky s plochým "F", kulatým "U" a kónickým "V" dnem jamky
- Očíslované pozice pro snadnou identifikaci vzorku
- Destičky i víčka jsou baleny jednotlivě
- Víčka na destičky je nutné objednat zvlášť

## Technické parametry

Materiál:

PS



Popis	Tvar dna	Sterilita	Objem jamky (μl)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Destička mikrotitrační	plochý F	ne	404	50 × 1	K002620
Destička mikrotitrační	plochý F	ano	404	300 × 1	K002600
Destička mikrotitrační	kulatý U	ne	281	50 × 1	K002621
Destička mikrotitrační	kulatý U	ano	281	300 × 1	K002601
Destička mikrotitrační	kónický V	ne	291	50 × 1	K002622
Destička mikrotitrační	kónický V	ano	291	300 × 1	K002602
Víčko	-	ne	-	50 × 1	K002623
Víčko	-	ano	-	300 × 1	K002603