

PCR mikrozukumavky 0,2 ml tenkostěnné v proužku s připojeným víčkem | SIMPORT

Strip standardních mikrozukumavek s plochým nebo vydutým víčkem

- Bez DNA, DNáz, RNáz a endotoxinů
- Velmi tenká stěna a dno zajišťují rovnoměrný a efektivní přenos tepla
- Tvar víčka zabraňuje kontaminaci z povrchu víčka



P-LAB

Mikrozukumavky v proužku po 8 s proužkem vydutých víček

Proužek vydutých víček připevněný na krajní mikrozukumavku

Technické parametry

Materiál: mimořádně čirý bezbarvý PP



| Typ víčka | Barva | Balení | Katalogové číslo |
|-----------|---------|-------------|------------------|
| Vydaté | čirá | 125 proužků | P781330.N |
| Vydaté | modrá | 125 proužků | P781330.M |
| Vydaté | červená | 125 proužků | P781330.R |
| Vydaté | žlutá | 125 proužků | P781330.Y |
| Vydaté | zelená | 125 proužků | P781330.Z |



P-LAB



P-LAB



Mikrozkumavky v proužku po 8 s připevněnými víčky

Jednotlivá plochá nebo vydutá víčka připevněná po straně mikrozkumavek

- Plochá víčka snadno propíchnutelná jehlou

Technické parametry

Materiál: mimořádně čirý bezbarvý PP

| Ploché | | | Vyduté | | |
|---------|-------------|------------------|---------|-------------|------------------|
| Barva | Balení | Katalogové číslo | Barva | Balení | Katalogové číslo |
| čirá | 125 proužků | P003202.N | čirá | 125 proužků | P003203.N |
| modrá | 125 proužků | P003202.M | modrá | 125 proužků | P003203.M |
| červená | 125 proužků | P003202.R | červená | 125 proužků | P003203.R |
| žlutá | 125 proužků | P003202.Y | žlutá | 125 proužků | P003203.Y |
| zelená | 125 proužků | P003202.Z | zelená | 125 proužků | P003203.Z |



▲ P-LAB



▲ P-LAB



▲ P-LAB



▲ P-LAB



▲ P-LAB