

Pipeta "Positive displacement" Transferpettor | BRAND

Mikro a makro pipety s přímým nasáváním vzorku bez vzduchového polštáře

- Vysoká přesnost dávkování pro obtížně pipetovatelné roztoky
- Kapiláry, špičky a písty lze použít opakovaně, na stěnách zůstává zanedbatelné množství dávkovaných kapalin
- Pipety pro pěnicí roztoky (roztoky s detergenty), látky s nízkým bodem varu (alkoholy, ethery, uhlovodíky) a viskózní kapaliny (koncentrované roztoky proteinů, oleje, glycerin, pryskyřice, kyselina sírová)

Technické parametry

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Maximální hustota kapaliny: | 13,6 g/cm ³ |
| Maximální viskozita kapaliny: | 50 000 mm ² /sec |
| Pracovní teplota: | 15 až 40 °C |
| Záruka pro firmy: | 12 měsíců |
| Záruka pro spotřebitele: | 24 měsíců |



Pipety "positive displacement" Transferpettor

| Objem (μl) | Krok (μl) | Materiál kapiláry | Barevné značení | Přesnost* (%) | Reprodukovatelnost* (%) | Katalogové číslo |
|----------------|-----------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------|
| 2,5 - 10 | 0,01 | sklo | oranžová | 1,0 | 0,8 | P701807 |
| 5 - 25 | 0,1 | sklo | 2 x bílá | 0,5 | 0,5 | P701812 |
| 10 - 50 | 0,1 | sklo | zelená | 0,5 | 0,4 | P701817 |
| 20 - 100 | 0,1 | sklo | modrá | 0,5 | 0,4 | P701822 |
| 100 - 500 | 1,0 | PP | zelená | 0,5 | 0,2 | P702804 |
| 200 - 1 000 | 1,0 | PP | žlutá | 0,5 | 0,2 | P702806 |
| 1 000 - 5 000 | 10,0 | PP | červená | 0,5 | 0,2 | P702810 |
| 2 000 - 10 000 | 10,0 | PP | oranžová | 0,5 | 0,2 | P702812 |

*Při nastaveném maximálním objemu

Skleněné kapiláry a píсты pro mikropipety

Identicky barevně kódované přesné skleněné kapiláry a odpovídající ocelové píсты

- Písty pro objemy od 20 μl s PTFE těsněním

Technické parametry

Balení kapilár: 100 ks

Balení pístů: 3 ks

| Kapiláry | | | Písty | | |
|-----------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| Barevné značení | Pro objemy (μl) | Katalogové číslo | Barevné značení | Pro objemy (μl) | Katalogové číslo |
| Bílá | 1, 2, 3, 4, 5 | P701900 | Bílá | 1, 2, 3, 4, 5 | P701928 |
| Oranžová | 10 | P701902 | Oranžová | 10 | P701930 |
| 2 x bílá | 25 | P701906 | 2 x bílá | 25 | P701932 |
| Zelená | 50 | P701908 | Zelená | 50 | P701934 |
| Modrá | 100* | P701910 | Modrá | 100* | P701936 |

*Kapiláry pro 100 μl (modré značení) jsou balené po 50 ks



Skleněná kapilára pro objem 20 - 100 μl



Písty s PTFE těsněním

Plastové špičky a těsnění pístů pro makropipety

Technické parametry


Materiál špiček: PP

Materiál těsnění: PE

Balení: 10 ks

| Špičky | | | Těsnění pístů | | |
|-----------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| Barevné značení | Pro objemy (μl) | Katalogové číslo | Barevné značení | Pro objemy (μl) | Katalogové číslo |
| Zelená | 100 - 500 | P702852 | Zelená | 100 - 500 | P702864 |

| | | | | | |
|----------|----------------|---------|----------|----------------|---------|
| Žlutá | 200 - 1 000 | P702854 | Žlutá | 200 - 1 000 | P702866 |
| Červená | 1 000 - 5 000 | P702858 | Červená | 1 000 - 5 000 | P702870 |
| Oranžová | 2 000 - 10 000 | P702860 | Oranžová | 2 000 - 10 000 | P702872 |



Těsnění pístu pro makropipety Transferpetto

Stojánek

Kombinované stojánky pro ukládání pipet a příslušenství

- Barevně kódované pozice pro snadnou orientaci

| Popis | Katalogové číslo |
|---|------------------|
| Stojánek pro 4 Transferpetty do 100 μ l | P701960 |
| Stojánek pro 2 Transferpetty 0,5 až 10 ml | P702890 |



Stojánek na 4 mikropipety Transferpettor 1 - 200 μ l



Stojánek na 2 makro pipety Transferpettor 0,5 - 10 ml