

## Inkubátor Heratherm IMC18

Stolní inkubátor pro kulturační teploty blízké teplotě místnosti

- Mikroprocesorem řízená teplota, chlazení pomocí Peltierova článku
- Průhledné dveře, vnitřní osvětlení pro vizuální kontrolu obsahu
- Nucený oběh vzduchu s trvale zapnutým neregulovatelným ventilátorem
- Komora se zakulacenými rohy pro snadnou údržbu

### Technické parametry

Vnitřní objem:	18 l
Teplotní rozsah:	17 až 40 °C
Rozlišení:	1 °C
Teplotní stabilita:	±0,2 °C při 37 °C
Homogenita:	±1,2 °C při 37 °C
Rozměry vnitřní (š x h x v):	180 x 290 x 310 mm
Počet poloh:	3
Vyjímatelné police:	2
Rozměry police :	180 x 290 mm
Max. zatížení police:	2 kg
Příkon:	45 W
Napájení:	100 - 240 V, 50/60 Hz
Rozměry vnější (š x h x v):	260 x 470 x 415 mm
Hmotnost:	7,2 kg
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců



Inkubátor chlazený Heratherm IMC18

Popis	Katalogové číslo
Inkubátor Heratherm IMC18	I627441
Přídavná vyjímatelná police	I627541

Inkubátor se dodává včetně dvou vyjímatelných polic

