

## Stojánky kombi "4 v 1" v misce | SSI

Sada čtyř barevných stojánků v misce s otvory pro různé zkumavky na každé stěně

- Autoklávatelné stojánky lze použít jednotlivě nebo umístěné v dělené misce
- Čirá dělená miska chrání stůl před náhodným rozlitím obsahu zkumavek

### Technické parametry

Materiál:	PP
Rozměry stojánku:	93 × 93 × 48 mm
Rozměry podnosu:	243 × 102 × 41 mm

Zkumavky	Průměr otvorů	Kapacita stojánku
50 ml	30 mm	2
15 ml	16 mm	6
1,5/2,0 ml	12 mm	9
0,5 ml	11 mm	12



Standardní stojánky



Fluorescenční stojánky

Typ	Barvy stojánků	Balení	Katalogové číslo
Standardní	modrá, zelená, červená, žlutá	1 sada*	U540039
Fluorescentní	oranžová, zelená, růžová, žlutá	1 sada*	U540029