

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% NF ROTIPHORESE® (19:1)

Vodný 40% roztok akrylamidu s přidavkem bisakrylamidu (poměr 19:1) pro přípravu elektroforetických gelů, bez fluorescence

- Optimální roztok pro separaci malých DNA fragmentů, manuální sekvenování a automatické sekvenátory

Technické parametry

Hustota:	1,03 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H301-H315-H317-H319-H332-H340-H350-H361f-H372
Teplota skladování:	+4 °C



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro elfo	100 ml	sklo	R.A516.3
pro elfo	250 ml	sklo	R 15161
pro elfo	250 ml	plast	R.A516.2