

APIGENIN-7-GLUKOSID

apigetrin


z květu heřmánku římského (*Chamomillae romana*)**CAS:** 578-74-5**Vzorec:** C₂₁H₂₀O₁₀**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:

432,57

Teplota skladování:

+4 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
ROTICHROM® HPLC min 99 % referenční látka pro HPLC	10 mg	R 63481
ROTICHROM® HPLC min 99 % referenční látka pro HPLC	25 mg	R.6348.2
ROTICHROM® HPLC min 99 % referenční látka pro HPLC	50 mg	R.6348.3
ROTICHROM® TLC referenční látka pro tenkovrstvou chromatografii	100 mg	R.5557.1