

### dCTP (Deoxycytidintrifosfát)


2'-deoxycytidin-5'-trifosfát v roztoku

**CAS:** 102783-51-7

**Vzorec:** C<sub>9</sub>H<sub>13</sub>N<sub>3</sub>O<sub>13</sub>P<sub>3</sub>

### Technické parametry

Molekulová hmotnost:	488,16 g/mol
Molární extinkční koeficient $\epsilon_{259}$ :	15,4 l.mmol <sup>-1</sup> .cm <sup>-1</sup>
Teplota skladování:	-20 °C
Teplota přepravy:	+4 °C



dCTP v roztoku

Čistota	Koncentrace	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 99 %	100 mM	25 $\mu$ mol (250 $\mu$ l)	plast	R.K038.1