

**Zkumavka transportní s kónickým dnem stojící | SIMPORT**

Autoklávatelné zkumavky 5 a 10 ml z netoxického materiálu pro odběr, uchovávání a transport biologických vzorků

- Netoxický materiál zkumavek, orientační leptaná stupnice, kónické dno
- Vnější dokonale těsnící šroubovací víčko

**Technické parametry**

Materiál zkumavky:	PP
Materiál víčka:	PE
Dělení:	po 0,5 ml



Zkumavka transportní s kónickým dnem stojící

Objem (ml)	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
5	16,6 × 65,0	1000	P316562
10	16,6 × 84,0	1000	P316932