

## PLT jednotka | BRAND

Přístroj pro otestování těsnosti automatických pipet

- Najde i vizuálně nepostihnutelná poškození vedoucí ke značným chybám pipetovaných objemů.
- Adaptér pro pipety se špičkou pro odhalení poškození kónusu a otestování vhodnosti špiček
- Adaptér pro pipety bez špiček odhalí netěsnosti pístu nebo těsnění
- Čtyřkanálový adaptér pro testování multikanálové pipety

### Technické parametry

Rozměry:	220 x 135 x 120 mm
Napájení:	AC adaptér, DC 6,5 V 800 mA
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců



PLT jednotka



Testování těsnosti jednokanálové pipety pomocí PLT jednotky



Adaptéry pro PLT jednotku

Popis	Katalogové číslo
PLT jednotka Brand	P703970
Čtyřkanálový adaptér	P703977
Náhradní adaptér pro testování pipety se špičkou	P703975
Náhradní adaptér pro testování pipety bez špičky	P703976
Filtry pro adaptér P703975 (10 ks)	P703978

PLT jednotku (Pipette Leak Testing Unit) dodáváme včetně jednoho adaptéru pro testování jednokanálových pipet s nasazenou špičkou, adaptéru pro pipetu bez špičky, 2 zátek (pro validaci přístroje), 3 náhradních PE filtrů pro adaptéry pipet, univerzálního síťového adaptéru, certifikátu kvality a návodu k obsluze.