

Krabička na mikrozkušavky 5 ml

Krabička do mrazicích boxů určená pro 5ml mikrozkušavky typ Eppendorf

- Krabička s průhledným víčkem pro 25 mikrozkušavek
- Krabičku lze použít i pro ostatní mikrozkušavky o průměru 13 až 16 mm
- Alfanaumerický popis pozic pro snadnou identifikaci

Technické parametry

Materiál:	PP
Rozměry:	133 × 133 × 51 mm
Minimální teplota:	-86 °C



Krabička na mikrozkušavky 5 ml

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Krabička na mikrozkušavky 5 ml	1	A188517